

В лабораторных весах элитного класса во внутреннюю память зашита программа статистической обработки результатов взвешивания. Эта же задача была решена для весов **CAS CUW/CUX/CAU** с помощью функции **Direct Windows**. Данные обрабатывались с помощью Приложения Excel.

После открытия файла .xls на мониторе выводится исходная таблица (см.таблицу 1), в которой:

- первая строка – буквенное обозначение столбцов,
- вторая – условное обозначение формул обработки,
- третья – наименование столбцов входных и выходных данных.

Перед началом обработки следует установить курсор в ячейку таблицы, выделенную жирной рамкой.

В столбцы входят следующие данные:

- A. Порядковый номер строки данных.
- B. Текстовое сообщение, передаваемое Direct Windows на компьютер. Непосредственная его обработка математическими функциями Excel не дает правильные результаты из-за неподходящего формата, поэтому в следующих 2 столбцах выполняется его преобразование.
- C. Удаляется точка, место которой – 3-е от правого конца сообщения (взвешивание на весах осуществляется с двумя десятичными разрядами).
- D. Текст переводится в число, которое делится на 100. В результате получают числовое выражение для переданного результата взвешивания.
- E. Суммирование всех полученных данных.
- F. Вычисление минимального значения из всех полученных данных.
- G. Вычисление среднего значения всех полученных данных.
- H. Вычисление максимального значения из всех полученных данных.
- I. Вычисление относительного отклонения полученного значение от среднего.
- J. Вычисление суммы квадратов отклонений для всех полученных данных.
- K. Вычисление среднеквадратического отклонения для всех полученных данных.

После каждой передачи данных сначала заполняется ячейка, в которой находится курсор, затем вычисляются все другие ячейки данной строки, после чего курсор переводится на следующую строку.

